

# SuperCore™ Halbautomatisches Biopsieinstrument

Das SuperCore halbautomatische Biopsieinstrument ist ein leichtes, verstellbares und leicht manövrierbares Biopsie-Instrument. Nach dem Einstellen der Feder der Schneidkanüle kann das SuperCore-Instrument mit einer Hand bedient werden, während die andere Hand frei bleibt, um ein Führungsgerät zu bedienen; z.B. eine Ultraschallsonde.

## SuperCore Halbautomatisches Biopsieinstrument (10er-Packung)

| Katalog-Nr. | Nadellehre | Länge | Koaxial optional |
|-------------|------------|-------|------------------|
| 701114060   | 14G        | 6 cm  |                  |
| 701114090   | 14G        | 9 cm  | MCXS1409LX       |
| 701114150   | 14G        | 15 cm | MCXS1415LX       |
| 701114200   | 14G        | 20 cm | MCXS1420LX       |
| 701116060   | 16G        | 6 cm  |                  |
| 701116090   | 16G        | 9 cm  | MCXS1609LX       |
| 701116150   | 16G        | 15 cm | MCXS1615LX       |
| 701116200   | 16G        | 20 cm |                  |
| 701118060   | 18G        | 6 cm  |                  |
| 701118090   | 18G        | 9 cm  | MCXS1809LX       |
| 701118150   | 18G        | 15 cm | MCXS1815LX       |
| 701118200   | 18G        | 20 cm | MCXS1820LX       |
| 701120060   | 20G        | 6 cm  |                  |
| 701120090   | 20G        | 9 cm  | MCXS2009LY       |
| 701120150   | 20G        | 15 cm | MCXS2015LY       |
| 701120200   | 20G        | 20 cm | MCXS2020LY       |

## SuperCore Halbautomatisches Biopsieinstrument Verpackt mit echogener koaxiale Introducernadel (10er-Packung)

| Katalog-Nr. | Nadellehre | Länge | Koaxial       |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 701214090   | 14G        | 9 cm  | 13G x 3,9 cm  |
| 701214150   | 14G        | 15 cm | 13G x 9,9 cm  |
| 701214200   | 14G        | 20 cm | 13G x 14,9 cm |
| 701216090   | 16G        | 9 cm  | 15G x 3,9 cm  |
| 701216150   | 16G        | 15 cm | 15G x 9,9 cm  |
| 701216200   | 16G        | 20 cm | 15G x 14,9 cm |
| 701218090   | 18G        | 9 cm  | 17G x 3,9 cm  |
| 701218150   | 18G        | 15 cm | 17G x 9,9 cm  |
| 701218200   | 18G        | 20 cm | 17G x 14,9 cm |
| 701220090   | 20G        | 9 cm  | 19G x 4,2 cm  |
| 701220150   | 20G        | 15 cm | 19G x 10,2 cm |
| 701220200   | 20G        | 20 cm | 19G x 15,2 cm |

## Echogene koaxiale Introducernadeln (Separat erhältlich) (10er-Packung)

| Katalog-Nr. | Nadellehre | Länge   | Kompatibles Gerät |
|-------------|------------|---------|-------------------|
| MCXS1409LX  | 13G        | 3,9 cm  | 701114090         |
| MCXS1415LX  | 13G        | 9,9 cm  | 701114150         |
| MCXS1420LX  | 13G        | 14,9 cm | 701114200         |
| MCXS1609LX  | 15G        | 3,9 cm  | 701116090         |
| MCXS1615LX  | 15G        | 9,9 cm  | 701116150         |
| MCXS1809LX  | 17G        | 3,9 cm  | 701118090         |
| MCXS1815LX  | 17G        | 9,9 cm  | 701118150         |
| MCXS1820LX  | 17G        | 14,9 cm | 701118200         |
| MCXS2009LY  | 19G        | 4,2 cm  | 701120090         |
| MCXS2015LY  | 19G        | 10,2 cm | 701120150         |
| MCXS2020LY  | 19G        | 15,2 cm | 701120200         |

**Farbcodierter Auslöser** zur genauen Identifizierung der Nadellehre

**Einstellbare Probenkerbe** macht mehrere Instrumente überflüssig

1 = 9,5 mm  
2 = 19 mm

**Numerisch geordnete Zentimetermarkierungen** als Referenzpunkte zur Ablagetiefe

**Echogene Spitze** für eine genaue Platzierung unter Ultraschallkontrolle

**Optionale echogene koaxiale Introducernadeln** ermöglichen eine flexible Herangehensweise