



# Kundenspezifische Versandeinheit PerkuBil®

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Bestandteile im Formular an, ergänzen Sie Ihre Kontaktdaten und senden Sie das ausgefüllte Formular bitte **per E-Mail** an [info@pflugbeil.com](mailto:info@pflugbeil.com) oder **per Fax** an **+49 (0)8106/2413-33**. Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

## 01/06: Primärpunktion

### Primärpunktion mit 0.018" Führungsdraht:

#### Zugangsnadel

Nadel für das Einführen eines 0.018" Führungsdrahtes

Durchmesser	20 cm
Ø 22G	

#### DilPlus® Metall-Dilatator mit Kunststoffkatheter

Metall-Dilatator mit Kunststoffkatheter zur Bougierung und Schaffung eines Zugangs sowie zur Primärentlastung und als Wechselschleuse auf den 0.035" Führungsdraht

Durchmesser	27 cm	Röntgenring
Ø 5F		

### 0.018" Führungsdraht:

Führungsdraht zur Einführung des DilPlus® Metall-Dilatators mit Kunststoffkatheter

Durchmesser	Länge in cm	Material	Spitze	
			gerade	gebogen
Ø 0.018"	60	Stahl		
Ø 0.018"	60	Nitinol		
Ø 0.018"	90	Nitinol		

### Primärpunktion mit 0.035" Führungsdraht:

#### PerkuCess® Ini Initialpunktionsnadel

Nadel für das direkte Punktieren und Einführen eines 0.035" Führungsdrahtes

Durchmesser	15 cm	20 cm
Ø 18G		

#### BiliarPlus® Ini PTC-Katheter-Kanülen-Set

3-teilig, bestehend aus Kanüle mit Mandrin und Kunststoffkatheter für das direkte Punktieren und Einführen eines 0.035" Führungsdrahtes

Durchmesser	17 cm	25 cm
Ø 5F		

## 02/06: 0.035" Führungsdraht

0.035" Führungsdraht zur Einführung des gewünschten Drainagekatheters

Durchmesser	Länge in cm	Material	Spitze	
			gerade	gebogen
Ø 0.035"	60	Stahl		
Ø 0.035"	60	Nitinol		

Durchmesser	Länge in cm	Material	Spitze	
			gerade	gebogen
Ø 0.035"	90	Stahl		
Ø 0.035"	90	Nitinol		

## 03/06: PerkuBil® Münchner Drainage

Speziell entwickelte Langzeitdrainage für PTCO mit integrierter Hautplatte

Durchmesser	Lochabstand in cm			Mit Einführhilfe
	7,5	10	15	
Ø 8F				
Ø 10F				
Ø 12F				
Ø 14F				
Ø 16F				

Durchmesser	Lochabstand in cm			Mit Einführhilfe
	7,5	10	15	
Ø 18F				
Ø 20F				



Der **Lochabstand** bezeichnet den unperforierten Bereich zwischen Hautplatte (Hautniveau) und erstem Loch auf der nach distal zugewandten Seite der Perforationsreihe.

## Dilatatoren passend für 0.035" Führungsdrähte

### PerkuBil® N - Nimura-Dilatatoren

Durchmesser	60 cm
Ø 9F	
Ø 10F	
Ø 12F	
Ø 14F	
Ø 16F	
Ø 18F	
Ø 20F	

### DilPlus® Flex – Dilatatoren

Durchmesser	Länge in cm	
	20	35
Ø 7F		
Ø 8F		
Ø 9F		
Ø 10F		
Ø 11F		
Ø 12F		
Ø 13F		
Ø 14F		
Ø 15F		
Ø 16F		
Ø 18F		

### DilPlus® Flex – Dilatatoren

Durchmesser	Länge in cm	
	20	35
Ø 5F		
Ø 6F		

## 05/06: Zubehör

Ersatz-Zuleitungsschlauch mit Verschlusskappe

Ersatz-Katheteransatz konisch

Ersatz-Verschlusskappe

PerkuStay® Fix Fixierungssystem

Drainagebeutel 500ml mit Verbindungsschlauch

Sonstiges

Die einweg-sterilen Bestandteile der Versandeinheit werden grundsätzlich in einer separaten unsterilen Umverpackung geliefert und können daher gegebenenfalls einzeln nachbestellt bzw. ergänzt werden.

## 06/06: Kontakt

Zusammenstellung wurde erstellt von\*

Krankenhaus/Klinikum/Praxis\*

E-Mail\*

Ort/Datum\*

\* Pflichtfelder

Kundenspezifische Bezeichnung für Etikett (max. 40 Zeichen)\*

Abteilung (Pflichtfeld für Krankenhäuser und Kliniken)

Telefonnummer (optional, für Rückfragen)

Unterschrift Ersteller/in\*

Dieser Bereich wird von der Peter Pflugbeil GmbH ausgefüllt

Ihre persönliche Bestellnummer lautet

Geprüft/Kurzzeichen